

## Jedna odběrová pumpa - maximum možností!

**SENSIDYNE**  
 Industrial Health & Safety Instrumentation

Sensidyne GilAir Plus je univerzální osobní odběrová pumpa pro vzorky ovzduší, která díky technologii QuadMode™ zvládá vysoké i nízké průtoky v režimu konstantního průtoku nebo konstantního tlaku – bez nutnosti použití externích adaptérů.

### Proč zvolit GilAir Plus?

- široký rozsah průtoku 20 až 5 100 mL/min
- režim konstantního průtoku i konstantního tlaku
- vysoký i nízký průtok bez externího adaptéru
- automatická detekce poruchy a volitelný restart odběru
- minimálně 8 hodin provozu
- kompaktní provedení s hmotností pouze 581 g
- záznam provozních údajů až pro 16 odběrových událostí



AKČNÍ NABÍDKA – SLEVA 10 %

Využijte **10% slevu** na základní kity s odběrovou pumpou Sensidyne GilAir Plus.

Akce se vztahuje na základní kity s pumpou GilAir Plus, včetně kitů s 5 pumpičkami.

**Sleva 10 %**

promo kód: GIL26

## Přesné dávkování. Flexibilní programování. Spolehlivý provoz.

**NEW ERA**  
 Pump Systems Inc.  
 SyringePump.com

Programovatelné stříkačkové pumpy New Era řady NE-1000 nabízejí přesné a opakovatelné dávkování kapalin pro výzkumné, laboratorní i výrobní aplikace. Díky širokým možnostem nastavení se snadno přizpůsobí jednoduchému kontinuálnímu dávkování i náročným víceetapovým procesům.

Pumpa umožňuje dávkování i nasávání kapaliny a může pracovat samostatně nebo být řízena počítačem. Intuitivní klávesnice usnadňuje nastavení průtoku, dávkovaného objemu a dalších provozních parametrů.

### Hlavní výhody stříkačkových pump řady NE-1000?

- programování až 41 navazujících fází
- dávkování i nasávání kapaliny
- přesnost dávkování  $\pm 1\%$
- široký rozsah průtoků pro různé velikosti stříkaček
- možnost propojení, řízení a sledování až 100 pump
- možnost vytvoření systému pro kontinuální dávkování pomocí dvou pump


**Sleva 10 %**

promo kód: NE26

**Rychlá a šetrná koncentrace vzorků pomocí dusíku**

Dusíkové koncentrátoři NDK200 jsou určeny pro rychlou přípravu více vzorků současně. Kombinace řízeného ohřevu vzorků v suchém termobloku a přívodu dusíku na jejich povrch urychluje odpařování rozpouštědla a pomáhá omezit oxidaci citlivých analytů.

**Klíčové vlastnosti koncentrátorů?**

- současný ohřev vzorků a ofukování jejich povrchu dusíkem
- teplotní rozsah od teploty okolí +5 °C do 150 °C
- přesná regulace a zobrazení teploty s rozlišením 0,1 °C
- časovač v rozsahu 1 minuta až 99 hodin 59 minut
- nastavitelná výška desky s jehlami pro různé typy zkumavek
- samostatné zapínání jednotlivých kanálů omezuje zbytečnou spotřebu N<sub>2</sub>
- široký výběr snadno vyměnitelných bloků pro různé průměry zkumavek



Akce se vztahuje na koncentrátoři řady NDK200. Termobloky, zdroj dusíku a další volitelné příslušenství není součástí základního kitu. Podrobné podmínky nabídky Vám rádi sdělíme.

**Sleva 10 %**

promo kód: NDK26

**Vialky s pevně integrovanými inserty od**

Bezpečné, pohodlné, šetří čas!

Vialky s pevně integrovanými mikroinserty představují praktické řešení pro práci s malými objemy vzorků. Díky pevnému uchycení insertu tvoří vialka jeden kompletní celek, který lze snadno a bezpečně naplnit. Přesné vystředění insertu zajišťuje spolehlivý přístup jehly ke vzorku a pomáhá snižovat riziko jejího poškození.

Další přednosti

- nižší riziko kontaminace než při sestavování samostatných komponent
- vybrané varianty s popisovacím polem
- možnost volby skleněného nebo plastového vnějšího provedení
- dostupné varianty se silanizovaným insertem



**Sklo ve skle** - Skleněný insert je pevně zatavený do skleněné vialky. Vysoká transparentnost umožňuje snadnou kontrolu hladiny vzorku a vybraná provedení jsou dostupná také s popisovacím polem.

**Sklo v polypropylenu** - Robustní a cenově dostupná alternativa ke skleněným vialkám. Skleněný insert je přesně vystředěn ve vnitřním kuželu polypropylenového těla, které zvyšuje odolnost vialky při manipulaci a přepravě.

do 30. 11. 2026

**Sleva 20 %**

promo kód: MN26vi

## Příprava vzorků

### GC kolony

### HPLC kolony



Podpořte kvalitu a spolehlivost svých analytických výsledků. V rámci akční nabídky získáte **30% slevu** na **chromatografické kolony pro HPLC a GC aplikace** a na **produkty určené k extrakci, čištění a úpravě vzorků** před instrumentální analýzou, včetně SPE kolonek, SPME vláken, QuEChERS kitů, stříkačkových filtrů a SPE manifoldů.

Akce se nevztahuje na ekonomická balení stříkačkových filtrů obsahující 1000 kusů.

**Sleva 30 %**
**promo kód: AGIL26**

## Spotřební materiál pro spektroskopii



**30% sleva** na spotřební materiál určený k přístrojové technice pro elementární analýzu a spektroskopické metody (ICP-MS, ICP-OES, AAS, UV-VIS), včetně standardů pro prvkovou analýzu.

**Nově v nabídce:** keramická vnější trubice (Ceramic Outer Tube-Set) pro polo- i plně rozebíratelné hořáky Agilent ICP-OES 5800/5900 a 5100/5110 v konfiguracích DV i RV. K dispozici je také nový plně rozebíratelný hořák s keramickou vnější trubicí, který nabízí vyšší odolnost a delší životnost i při práci s náročnými matricemi.

[Chcete se o novinkách dozvědět více? Připojte se k odbornému webinaru: 14. 10. 2026 od 10.00.](#)


**Sleva 30 %**
**promo kód: SPEC26**

**NOVINKA!****Rozšířené portfolio ultra-inertních kolon Altura pro bioanalytické aplikace**

Díky technologii Ultra Inert použité u kolon Altura SEC jsou účinně omezeny interakce mezi analyty a kovovými povrchy, takže již není nutné potlačovat tyto sekundární interakce pomocí aditiv v mobilní fázi. Tato technologie přináší více než dvojnásobné zlepšení symetrie píků bazických proteinů a lepší detekci monoklonálních protilátek (mAb) a konjugátů protilátka–léčivo (ADC).

Spolehlivé separace při nižší iontové síle rozšiřují využitelný rozsah podmínek metody, zjednodušují její vývoj a snižují závislost na vysokých koncentracích solí při vývoji robustních SEC postupů.

Polymerní kolony PLRP-S poskytují dlouhodobě vynikající výkon při použití mobilních fází s kyselinou mravenčí a umožňují využití MS detekce k potvrzení molekulové hmotnosti nebo ke stanovení poměru léčiva k protilátce (DAR).

Technologie Ultra Inert nyní dále zdokonaluje celý pracovní postup: výrazně zkracuje dobu kondicionování kolony u náročných vzorků, jako jsou konjugáty protilátka–léčivo (ADC), zvyšuje výtěžnost analytů a zlepšuje tvar píků u analytů citlivých na interakce s kovovými povrchy.

